

Accesorios

CH (Chaney Adapter intercambiable)

El adaptador CH, construido en aluminio anodizado y acero, es utilizado cuando se necesitan inyecciones repetitivas de volúmenes idénticos y para evitar que se doble el émbolo. Utilizado para jeringas de la serie 700, 1700 y 7000. El propio usuario puede montarlo con facilidad.



WG (With Guide)

La guía WG se utiliza básicamente con jeringas que tienen émbolo de diámetro pequeño, evitando que se doble el émbolo durante la inyección.



• Sampling Valve MTB

Se utiliza para almacenar y transportar muestras en cualquier jeringa TLL Gastight®



• Adaptador RN

Posibilita conexiones a través de roscas, montaje con tubos, tes y cruces

