

## 5.- Accesorios

### Jeringas Especiales

#### Jeringa Saltline 250 µl hasta 10ml

Puede utilizarse para gases o líquidos. La punta del émbolo es de PE (polietileno) en vez de teflón, para mayor durabilidad cuando trabaja con soluciones salinas por encima de 30g/l



#### Jeringas Purge & Trap 5ml y 25ml

Estas jeringas están diseñadas para análisis de muestras de agua de bebida de acuerdo a los métodos EPA de técnica de concentración purge and trap.



#### Jeringas Carbon Analyzer 50µl hasta 250µl

Diseñadas para análisis de aguas con analizadores de Carbón Orgánico Total (TOC). El tipo de conexión se adapta perfectamente dentro del analizador de carbono total.



#### Jeringa Digital™ 0,5µl hasta 500µl

Jeringa calibrada y certificada N.I.S.T. Fácil lectura a través de un display LCD. Muestreo exacto para procedimientos GLP, GMP.

Se suministra con certificado de Calibración.



#### Jeringas SampleLock™ 50µl hasta 100ml

Esta jeringa lleva incorporada una válvula que permite comprimir muestras de gas antes de la inyección en el cromatógrafo de gases, mejorando la resolución de la muestra y haciendo que los picos sean más reproducibles.

