

SELECCIONE SU JERINGA

Escoja la jeringa Hamilton adecuada a su aplicación.

1.- ¿Es su muestra gas o líquida?

Para muestras gaseosas, utilice la jeringa Gastight®

Serie 1000/1700

- Serie 1700 volúmenes desde 10µl hasta 500µl
- Serie 1000 volúmenes desde 1µl hasta 100ml
- También disponibles con terminaciones LT o TLL.



Serie 1800

- Volúmenes desde 10µl hasta 250µl
- Recambios de barril y émbolos



Para muestras líquidas, utilice jeringas Microliter®, Microliter Modifier™, o jeringas Gastight®

Microliter™

Serie 600, 700, 800 y 900

- Volúmenes desde 2,5µl hasta 500µl

Este tipo de jeringa, utilizada para líquidos, incorpora un émbolo de acero inoxidable adaptado al barril de cada jeringa. El émbolo no es intercambiable o reemplazable.

Serie 600

- Volúmenes de 2,5µl y 5µl
- Émbolo reforzado que evita que el émbolo se doble
- Robusta y duradera



Serie 700

- Volúmenes de 5µ hasta 500µl
- Económica, excelente para cromatografía
- Disponible también con terminal LT



Serie 800

- Volúmenes de 5µl hasta 250µl
- Émbolo reforzado
- Un frenado del émbolo previene que vaya hacia atrás.



Serie 900

- Volúmenes de 5µl hasta 10µl
- Émbolo reforzado
- Ideal para estudiantes, robusta y duradera



Serie 7000 Microliter Modified™

- Volúmenes de 0,5µl hasta 5µl
- Desplazamiento positivo, émbolo de tungsteno que recorre el interior de la aguja
- La aguja actúa como barril: volumen muerto cero
- Recambio de émbolo y aguja

