

Brezza by CLAIKO

Air Comp



“En silencio poderoso”

Generador de aire
comprimido seco
sin aceite



ADECUADO PARA:

Nigen GC / GC HC

AirGen GC / TOC

NiGen MICRO

Aire Zero




CARACTERISTICAS

- **Muy silencioso;** Los niveles de ruido reducidos al mínimo por un especial de medidas de insonorización y anti-vibraciones
- Entregar 20 NI / min de aire comprimido desde un compresor libre de aceite completo a 8 bar
- **secadora dentro de la membrana**
- Capaz de alimentar hasta 2 unidades Brezza
- **configuración modular**
- Altamente compacto y provisto de todos los dispositivos de control
- CAN-BUS de comunicación
- CPU opcional para control remoto CAN-BUS, hasta To32 unidades

APLICACIONES

Para GC - TOC y Absorción Atómica

CONFIGURACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TASA DE FLUJO	20 NI / min \pm 2 NI / min hasta 2000 m del mar
tecnologías empleadas	Aceite del compresor de pistón libre
LA PRESIÓN DE SALIDA	0 ÷ 8 bar \pm 3% (\pm 240 mbar)
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA DE AIRE	Partículas = 0,01 metro metro Humedad punto ATP = -15 ° C rocío
SUMINISTRO ELÉCTRICO	220 Vac \pm 10% 50 Hz 550 VA
Índice de protección	IP20
RUIDO	<55 dBA
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5 ° C - 40 ° C / 40 ° F - 100 ° F
La humedad ambiental	max 90% sin condensación
ALTURA MAX	Probado hasta 2000 m del nivel del mar
DIMENSIONES	Altura: 40 cm + 7 cm (base) /15.8" + 2.8" Ancho: 38 cm / 14.9" Profundidad: 53 cm / 20.8"
PESO	25 kg / 55 lbs
CONEXIONES NEUMÁTICAS	salida de aire purificado: G 1/8" hembra
GARANTÍA	2 años

TECNOLOGÍA

Aceite del compresor de pistón libre

CERTIFICACIONES





Camí de Can Calders n.14
08173 Sant Cugat del Vallés
Barcelona, Spain
Tel 936 748 800
comercial@teknokroma.es
www.teknokroma.es