

HG 2200 R

“Sober, robusto e ideal para los analizadores monitor continuo”



UHPH ydrogen G TenG

CLAIIND



MODELO

HG 2200 R

CARACTERISTICAS

- Pureza superior al 99,999% *
- Presión de salida: 1 - 4 barg** definida simplemente por el teclado
- Depósito de agua externo, y extraíble incluido
- Bomba de carga de agua continua disponible

* contenido max O₂ 0,1 ppmwhen utilizados con purificador adicional

** Ajuste estándar 4 barg, ajustable manualmente por el operador. 6 barg disponibles bajo demanda

APLICACIONES

Dedicado para el THC y los humos de Monitor Analizadores



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TASA DE FLUJO	200 Nml / min
POTENCIA NOMINAL	100 VA
NIVEL DE RUIDO	<46 dB
SUMINISTRO ELÉCTRICO	115-230 Vac 50 - 60 Hz disponibles en el mismo artículo
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	entre 5 ° C y 40 ° C
H2O SUMINISTRO	Desmineralizada $\leq$ H2O 5 μ S / cm2 (0,2 M Ω) @ 20 ° C
CONSUMIBLES	secadora con tamiz molecular
DIMENSIONES	Altura: 31 cm Anchura: 48 cm Profundidad: 38 cm
PESO	20 kg
GARANTÍA	1 año

CERTIFICACIONES



Cumple con ATEX





Camí de Can Calders n.14
08173 Sant Cugat del Vallés
Barcelona, Spain
Tel 936 748 800
comercial@teknokroma.es
www.teknokroma.es