

SAPIENS-624MS La ultrainerte de las Pharma

SAPIENS-624MS
 Next generation GC-MS
 Columns



Tk Teknokroma®
Professionally Friendly

94% metil- 6% cianopropilfenilo polisiloxano

Polaridad intermedia.

Altamente inerte, excelente rendimiento cromatográfico para compuestos ácidos, básicos y polares.


Columna de bajo sangrado especialmente diseñada para una estabilidad térmica hasta 280°C.

Cumple las especificaciones de USP <467> y PhEur 2.4.24


Fase equivalente a la USP G43

Para análisis de alta sensibilidad
Columna con estabilización molecular (MSP)

SAPIENS-624MS: USP <467> Residual Solvents Class 2



La resolución mínima requerida para los picos 2 y 3 (acetonitrilo y diclorometano) es $R_s \text{ min} = 1$



La columna Sapiens-624MS resuelve excelentemente el par crítico benceno/1,2-dicloroetano (picos 4 y 5)

COMPRE AHORA CON EL CÓDIGO

#CAM265

Y SE LE APLICARÁ UN 20% DE DESCUENTO

VÁLIDO HASTA 31/07/22

Equivalentes a SAPIENS-624MS

Agilent: DB-624UI, VF-624MS, DB-Select 624UI

Restek: Rxi-624SiMS

SGE: BPX-Volatile

Phenomenex: ZB-624plus

Aplicaciones



Analysis of volatile green residual solvents



Analysis of e-liquids according to ISO 20714

DI (mm)	Long. (m)	Film (µm)	Temperatura Limites (°C)	P/N
0.18	20	1.00	-20 to 260/280	TR-591084
0.20	25	1.12	-20 to 260/280	TR-591129
0.25	30	1.40	-20 to 260/280	TR-591432
	60	1.4	-20 to 260/280	TR-591462
0.32	30	1.8	-20 to 260/280	TR-591833
	60	1.8	-20 to 260/280	TR-591863
0.53	30	3.00	-20 to 260/280	TR-593035
	60	3.00	-20 to 260/280	TR-593065
	75	3.00	-20 to 260/280	TR-593075
	105	3.00	-20 to 260/280	TR-5930K5