

Materiales de referencia para espectroscopia



Starna es una empresa pionera en el desarrollo de materiales de referencia certificados (CRM) para espectroscopia, ofreciendo una gama muy completa para la cualificación de los equipos de UV y Visible. Fabricados y calibrados bajo condiciones estrictamente controladas, estos materiales cumplen con todos los estándares Internacionales y protocolos de Calidad.

Su gama de materiales de referencia se amplía continuamente e incluye:

- Espectroscopia UV-Visible
- Espectroscopia Visible
- Espectroscopia de fluorescencia
- Espectroscopia para NIR
- Espectroscopia Raman
- Referencias para lectores de placas e instrumentación de HPLC
- Gama de materiales especializados para su uso en biociencia

[Guía del usuario](#)

Ventajas:

- Las referencias líquidas, incluidos los materiales volátiles e inflamables, se sellan de forma permanente mediante la fusión por calor en sus celdas. Este proceso, desarrollado por Starna, elimina la evaporación, mejora la estabilidad y hace más segura la manipulación.
- Los CRM de Starna están cubiertos por una garantía de por vida.
- Las referencias pueden recertificarse en el laboratorio de calibración de Starna. Esta calibración es trazable a estándares primarios internacionales de acuerdo con ISO/IEC 17025. Starna posee la acreditación ISO 17034 como fabricante de materiales de referencia.
- Los CRM están disponibles en kits para la cualificación de instrumentos según los requisitos de la EP, USP y otros organismos reguladores. También pueden personalizarse según los requisitos del usuario.