

PRENSA APEX 400

Teknokroma[®]
Professionally Friendly

PREPARAR MOLDES PARA XRF NUNCA FUE TAN FÁCIL

La primera prensa de **Specac** que admite moldes con aro, tanto para pastillas de **51,5 x 35 mm** como para pastillas de **40 x 32 mm**, también se puede usar sin soporte de anillo para pastillas de **32 y 40 mm** de diámetro.



VIDEO

Specac



Carga de muestras más fácil: El acceso se realiza a través de un cajón extraíble, situado a una altura cómoda para el llenado de muestras de forma repetitiva.

La prensa se ha diseñado pensando en el mantenimiento, desde el montaje modular de los componentes hasta los informes de diagnóstico.

Ciclos de prensado totalmente automáticos y programables: Los procesos automatizados agilizan el flujo de trabajo y liberan de tiempo a los usuarios para que pueda dedicarse a otras tareas.

Referencias

Prensa APEX 400

SC-GS25200

molde 32 mm

SC-GS25220

molde 40 mm

SC-GS25221

molde con aro 40x32 mm

SC-GS25222

molde con aro 40x35 mm

SC-GS25223

molde con aro 51.5x35 mm

SC-GS25224

