

Partisil

Relleno irregular de alta calidad, con una elevada área superficial. Diferentes grados de recubrimiento para los rellenos ODS permiten optimizar la selectividad: Partisil

ODS presenta un 5 % de recubrimiento, mientras que el Partisil ODS2 tiene un 15 % y el Partisil ODS3 está recubierto por un 10 % de carbono.

Columnas analíticas Partisil



Función	Dimensiones									
	μm 10 x 0,46 cm	10 x 0,4 cm	12,5 x 0,46 cm	12,5 x 0,4 cm	15 x 0,46 cm	15 x 0,4 cm	20 x 0,46 cm	20 x 0,4 cm	25 x 0,46 cm	25 x 0,4 cm
Silica 5	TR-016205	TR-416205	TR-016206	TR-416206	TR-016207	TR-416207	TR-016208	TR-416208	TR-016209	TR-416209
ODS3 5	TR-016211	TR-416211	TR-016212	TR-416212	TR-016213	TR-416213	TR-016214	TR-416214	TR-016215	TR-416215
C-8 5	TR-016217	TR-416217	TR-016218	TR-416218	TR-016219	TR-416219	TR-016220	TR-416220	TR-016221	TR-416221
PAC 5	TR-016222	TR-416222	TR-016223	TR-416223	TR-016224	TR-416224	TR-016225	TR-416225	TR-016226	TR-416226
Silica 10	TR-016227	TR-416227	TR-016228	TR-416228	TR-016229	TR-416229	TR-016230	TR-416230	TR-016231	TR-416231
ODS 10	TR-016330	TR-416330	TR-016331	TR-416331	TR-016332	TR-416332	TR-016333	TR-416333	TR-016334	TR-416334
ODS2 10	TR-011817	TR-411817	TR-011819	TR-411819	TR-011821	TR-411821	TR-011823	TR-411823	TR-011825	TR-411825
ODS3 10	TR-011827	TR-411827	TR-011829	TR-411829	TR-011831	TR-411831	TR-011833	TR-411833	TR-011835	TR-411835
PAC 10	TR-016232	TR-416232	TR-016233	TR-416233	TR-016234	TR-416234	TR-016235	TR-416235	TR-016236	TR-416236
SAX 10	TR-011837	TR-411837	TR-011839	TR-411839	TR-011841	TR-411841	TR-011843	TR-411843	TR-011845	TR-411845
SCX 10	TR-016237	TR-416237	TR-016238	TR-416238	TR-016239	TR-416239	TR-016240	TR-416240	TR-016241	TR-416241

CARTUCHO Novafix™ Partisil

Función	Tamaño de partícula (μm)	Dimensiones		
		7,5 x 0,4 cm Referencia	15 x 0,4 cm Referencia	25 x 0,4 cm Referencia
Silica	5	TR-015423	TR-015424	TR-015425
ODS 3	5	TR-015426	TR-015427	TR-015428
C-8	5	TR-015429	TR-015430	TR-015431
PAC	5	TR-015432	TR-015433	TR-015434
Silica	10	TR-015435	TR-015436	TR-015437
ODS	10	TR-015438	TR-015439	TR-015440
ODS 2	10	TR-015441	TR-015442	TR-015443
ODS 3	10	TR-015444	TR-015445	TR-015446
PAC	10	TR-015447	TR-015448	TR-015449
SAX	10	TR-015450	TR-015451	TR-015452
SCX	10	TR-015453	TR-015454	TR-015455