

TOC Air



*"La solución compacta
Plug and Play para Aire
Cero para TOC"*

Generador Aire Cero

CLAIIND



MODELO

TOC Air

CARACTERISTICAS

- ” Eliminación de hidrocarburos <0,1 ppm y CO2 <1 ppm
- ” Reactor de platino-paladio de alta eficiencia para la eliminación de THC hasta <0,1 ppm
- ” Muy estable, libre de interferencias de línea de base
- ” Compresor de aire sin aceite incorporado : sistema plug & play
- ” Tecnología PSA CLAIND para la eliminar H₂O, y CO₂.
- ” Teclado fácil de usar, que permite la monitorización del estado de funcionamiento, los materiales de consumo estimado y el requisito de mantenimiento
- ” Modo Stand by que permite la producción de la cantidad de aire requerida sin desperdicio.

APLICACIONES

TOC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TASA DE FLUJO	1,5 NL / min
Emplear TECNOLOGÍAS	PSA + Catalyzer
LA PRESIÓN DE SALIDA	A 0 - 5 bar / 0-72 psi
PUREZA	HCT residuales gracias a la reactor catalítico <0,1 ppm CO2 residual <1 ppm
HUMEDAD	-70 ° C del punto de rocío ATP
NIVEL DE RUIDO	<De 57 dbA
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 Vac ± 10% 50 Hz 900 W
Índice de protección	IP20
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5 ° C - 35 ° C
La humedad ambiental	5 ÷ 80%
ALTURA MAX	2000 m asl
DIMENSIONES	Altura: 83 cm / 32" Ancho: 40 cm / 15" Profundidad: 58 cm / 22"
PESO	66 kg / 145 lbs
GARANTÍA	1 año

CERTIFICACIONES





Camí de Can Calders n.14
08173 Sant Cugat del Vallés
Barcelona, Spain
Tel 936 748 800
comercial@teknokroma.es
www.teknokroma.es