




## ODS de Nueva Generación

Partícula de Sílice Ultrapura

**TEKNOKROMA** continúa innovando:  
ODS 3.0 La evolución de las C18  
**Mayor robustez, mejor resolución**

- USP: L1 C18
- Tamaño de partícula: 1.8, 5µm
- Tamaño de poro: 100Å
- Volumen de poro 1,1 mL/g
- Área de superficie: 450 m<sup>2</sup>/g
- Carga de carbono: 24%
- Rango de pH: 1-12
- Endcapping multietapa y multifunción
- Ideal para pequeñas moléculas y péptidos

Column: 5 µm 15cm x 0.46 cm **TR-021710**  
Eluent: 20mM Potassium Phosphate (pH 7.0) MeOH=20/80  
Flow Rate: 1ml/min t° 23°C



UNIDADES LIMITADAS PARA "TRY & BUY"

Columna Tracer Excel ODS 3.0	Tamaño de partícula (µm)	medidas (cm)	P/N	Precios
Tracer Excel ODS 3.0	5	5 x 0.46	<b>TR-021705</b>	<b>340€</b>
Tracer Excel ODS 3.0	5	15 x 0.46	<b>TR-021710</b>	<b>410€</b>
Tracer Excel ODS 3.0	5	25 x 0.46	<b>TR-021715</b>	<b>450€</b>
Tracer Excel ODS 3.0	1.8	5 x 0.21	<b>TR-021770</b>	<b>375€</b>
Tracer Excel ODS 3.0	1.8	10 x 0.21	<b>TR-021775</b>	<b>415€</b>